

| 1.01 Nome Commerciale | CAMICE DPI MONOUSO Tipo PB 3B-4B ONGWN-006 | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| | 1.02 Prodotto Importato da Eko Goriva d.o.o. | | |
| | 1.03 Paese di provenienza | | |
| | Turchia | | |
| | 1.05 Attestazione CE | | |
| | In Allegato | | |
| | 1.06 Destinazione d'uso | | |
| | Dispositivo di Protezione Individuale Cat. III tipo PB 3B-4B | | |
| | 1.07 Direttiva di riferimento | | |
| | Regolamento UE 2016/425 | | |
| | Standards: EN 14126:2003+AC2004; EN14605+A1:2008 EN13034:2005+A1:2009; EN ISO 13688:2013; EN 1149-5:2018 | | |
| | 1.08 Taglie | | |
| | S, M, L, XL, XXL, XXXL | | |
| 1.09 Codice Articolo | EG5ONC6S; EG5ONC6M; EG5ONC6L; EG5ONC6XL; EG5ONC6XXL; EG5ONC6XXXL | | |
| 1.10 Specifiche tecniche | Camice monouso rinforzato termo-nastrato, idrorepellente/impermeabile, | | |
| | a maniche lunghe con polsino elasticizzato in poliestere; protezione da | | |
| | agenti biologici; chiusura posteriore con velcro e chiusura in vita sovrapposta, allacciata posteriormente, assenza di cuciture sul corpo del | | |
| | camice. Testato con metodo di analisi mediante batteriofago PHIX174 | | |
| | secondo ISO 16604:2004 | | |
| 1.11 Utilizzo consigliato | Settore medico ospedaliero e laboratorio | | |
| 1.12 Materia Prima | Tessuto non tessuto (TNT) PP+PE Laminato, 57gr/m2 | | |
| 1.13 Istruzioni per l'uso e lo | Temperatura: conservare ad una temperatura compresa tra -5° e 40°C | | |
| stoccaggio | Umidità: conservare in ambiente asciutto Luce solare: non esporre direttamente alla luce solare | | |
| | 1 | | |

| 2. Confezione Primaria | | 3. Cartone e Pallet | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2.01 Contenuto | 1 pezzo | 3.01 Contenuto | 70 pezzi |
| 2.02 Materiale | Nylon termosaldato | 3.02 Materiale | Cartone ondulato 60x40x40cm |
| 2.03 Peso | 40 Gr. | 3.03 Pallet | 80x120 24 cartoni per pallet |